

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável

Bolsa Coletora Drenável



Descrição

As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis são componentes essenciais do sistema (equipamento coletor) de duas peças para estomia de eliminação, projetadas para coletar efluentes de estomias intestinais. Disponíveis em versões transparentes, opacas ou com janela de visualização, as bolsas também estão disponíveis com ou sem filtro e possuem sistema de fechamento integrado (ausente no produto com flange de 100 mm).

Marca

SUR-FIT® ConvaTec®

Composição do Produto

As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis são confeccionadas com:

- Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores e Acetato de viniletileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.
- Espuma de poliuretano laminada a uma tela de poliamida, tratada com carvão ativado (contendo KMnO4) e aglutinante de acrilato (preto).
- Painel de visualização: confeccionado por etileno-metil acrilato (EMA), acetato de viniletileno (EVA) e polietileno.

Características e Ações do Produto

As Bolsas Coletoras Drenáveis Sur-Fit Advantage apresentam o sistema de fechamento InvisiClose® ou clipe, proporcionando maior conforto e segurança ao usuário. Possuem suporte para cinto de sustentação e são utilizadas em conjunto com as Placas (Bases adesivas) Protetoras de Pele, que possuem adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico para o encaixe preciso das Bolsas Coletoras Drenáveis. Também possuem o Lock-It Pocket™, que oferece a flexibilidade de uma bolsa drenável com a segurança e o conforto de uma bolsa fechada. O tamanho da placa (base adesiva) protetora de pele deve ser compatível com a Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável utilizada.

Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável

Bolsa Coletora Drenável

Recomendações de Uso

Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

Advertências

As advertências podem ser verificadas na Instrução de Uso.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523020087	5 anos	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

ICC	SAP	EAN	SIMPRO	Características	Unidades por caixa
401515	1736102	768455200573	Indisponível	Transparente	Flange 100mm 10 Unidades
421747	1732557	768455192205	Indisponível	Opaca com Janela de Visualização	45mm 10 Unidades
421748	1732558	768455192212	Indisponível	Opaca com Janela de Visualização	57mm 10 Unidades
421749	1732559	768455192229	Indisponível	Opaca com Janela de Visualização	70mm 10 Unidades



Fabricante
ConvaTec Limited -
Reino Unido



Responsável Técnico
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



Detentor do Registro/Notificação
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-44



Atendimento ao Cliente
0800-7276-115



www.convatec.com

**FT-OC37
V5**

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec. Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro. Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.