

Esteem Body Bolsa (Equipamento coletor) de Uma Peça para Urostomia

Bolsa para Urostomia



Descrição

Esteem Body Equipamento coletor de Uma Peça para Urostomia é um dispositivo de peça única que consiste em: Bolsa com duas camadas de filme impermeável com sistema anti refluxo revestida por tecido suave, uma base adesiva de hidrocoloide com convexidade macia para proteção da pele periestomia e uma válvula de drenagem para o descarte dos efluentes, na parte inferior.

Marca

ConvaTec®

Composição do Produto

- Filme protetor: APET (politereftalato de etileno amorfo) siliconado.
- Base adesiva convexa: Filme de PEBD (polietileno de baixa densidade), massa Durahesive 177A, hidrocoloide adesivo.
- Disco convexo: Copolímero de EVA (etileno acetato de vinila) grau médico.
- Bolsa: EVA/PVDC (policloreto de vinilideno)
- Válvula anti refluxo: EVA/PVDC
- Tecido de revestimento externo: EVA e poliéster
- Filme protetor do filtro: Polietileno autoadesivo
- Torneira/Válvula de drenagem: Copolímero de estireno saturado e elastômero termoplástico
- Tubo para drenagem noturna: Polietileno de alta densidade

Características e Ações do Produto

A base adesiva permite a fixação do dispositivo à pele ao redor da estomia. A convexidade macia da base adesiva ajuda a proporcionar um melhor ajuste, aplicando uma tensão sobre a pele periestomia, permitindo assim, que a estomia possa ser projetada ou acomodada no interior da bolsa de acordo com o local de tensão aplicado. Dessa forma é criada uma barreira de proteção que impede o contato da pele com o efluente eliminado pela estomia. A base adesiva tem uma geometria convexa (3,5 mm ou 7 mm de profundidade) e 4

Esteem Body Bolsa (Equipamento coletor) de Uma Peça para Urostomia

Bolsa para Urostomia

diferentes locais de tensão (V0, V1, V2 ou V3). A base adesiva é soldada com um disco convexo e possui um filme protetor de liberação de APET com um lado tratado com silicone, voltado para o adesivo.

A camada externa da bolsa, a qual entra em contato com a pele, é coberta com um tecido macio, feito de EVA e poliéster.

A camada que fica em contato com a roupa do usuário é revestida por tecido opaco e possui uma janela de inspeção, para permitir a visualização da estomia durante a colocação da bolsa e seu conteúdo.

A bolsa contém uma válvula (torneira) que permite a drenagem do efluente e fechamento da bolsa, bem como a conexão a um sistema de drenagem noturno.

A Esteem Body Bolsa de Uma Peça para Urostomia está disponível no tamanho Padrão (370 a 580 mL de capacidade).

Recomendações de Uso

Esteem Body Bolsa de Uma Peça para Urostomia é indicada para o gerenciamento dos efluentes provenientes das urostomias. O dispositivo é destinado ao uso externo.

Advertências

O fabricante recomenda uso único. A reutilização pode levar a um aumento do risco de infecção e contaminação cruzada.

Antes de aplicar o equipamento, garanta que, após recorte da base, não tenha restado bordas afiadas.

Um profissional de saúde deve avaliar a necessidade do uso de bases adesivas com convexidade antes da utilização.

Os pacientes com uma urostomia de fluxo, quando associada a megaureteres e à ausência de um reservatório urinário, devem saber que foram registrados casos de adesivo encontrado no trato urinário. Iniciar o tratamento clínico adequado e avaliar a utilização contínua do produto adesivo se uma massa for detectada.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Não estéril	Notificação ANVISA Nº 80523029034	2 anos.	Manter em local seco e fresco, protegido da luz solar direta.

ICC	SAP	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
				Tipo de Abertura; Local de Tensão; Cor; Volume	Profundidade; Tamanho da abertura	
423703	1737642	Indisponível	Indisponível	Recortável; V1; Opaca; P	3,5 mm x 10-45MM	10
423704	1737645	Indisponível	Indisponível	Recortável; V2; Opaca; P	3,5 mm x 10-35MM	10
423705	1737649	Indisponível	Indisponível	Recortável; V3; Opaca; P	3,5 mm x 10-25MM	10
423721	1737680	Indisponível	Indisponível	Recortável; V1; Opaca; P	7 mm x 10-45MM	10
423722	1737681	Indisponível	Indisponível	Recortável; V2; Opaca; P	7 mm x 10-35MM	10
423723	1737682	Indisponível	Indisponível	Recortável; V3; Opaca; P	7 mm x 10-25MM	10

Esteem Body Bolsa (Equipamento coletor) de Uma Peça para Urostomia

Bolsa para Urostomia



Fabricante
ConvaTec Limited -
Reino Unido



Responsável Técnico
Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715



**Detentor do
Registro/Notificação**
Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-
44



**Atendimento ao
Cliente**
0800-7276-115



www.convatec.com
FT-OC50
V1

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.